

MODELO BACKWAVE

Backwave es una cama de relajación y terapia dirigida a prevenir el dolor de espalda y revitalizar los nervios. El sistema mecánico interno ***Kinetic Ondas de bienestar*** genera un movimiento en onda a lo largo de la espalda que le permite descomprimir y regenerar los discos cartilagosos. Este movimiento pasivo continuo, relaja y contrae la columna dorsal mejorando la condición de los discos cartilagosos y el flujo de los nervios, junto con otros beneficios.



KINETIC nació como un ayudante terapéutico en la rehabilitación motora.

Bienvenido al futuro de la terapia de espalda

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS:

El movimiento " ***Kinetic Ondas de bienestar*** " sostiene la regeneración y rehidratación de los discos cartilagosos de la columna vertebral: el espacio entre las vértebras se ensancha y los bloques se disuelven. Relajación inmediata de los músculos, descarga de toxinas y recuperación de la funcionalidad. El intercambio de fluidos se activa, las bandas (tejidos blandos) se revitalizan, las adherencias se disuelven y comienza la actividad del flujo sanguíneo.

El movimiento / masaje "KINETIC-ondas de bienestar "se basa en el principio de manipulación de la espina dorsal. Las aplicaciones de este movimiento / masaje son inigualables en el ejercicio de la movilización del cuerpo que es Rítmico, Simétrico y Simultáneo.



CUATRO FRENTES PARA ACCIÓN KINETIC

La acción de KINETIC tiene lugar principalmente en cuatro frentes:

Músculo: causa relajación a través de un movimiento de onda regular y constante que facilita la des-contracción muscular profunda, aumenta la capacidad respiratoria sincronizándola con su ritmo de calma.

Esqueleto: solo después de que los músculos se relajan puede tener lugar la acción de Estiramiento y Descarga vertebral tan valioso para la prevención, como lo es beneficioso como alivio para dolores.

Circulatorio: al mismo tiempo, la acción de la presión progresiva ejercida por KINETIC impulsa la microcirculación sanguínea y el drenaje linfático, para evitar el estancamiento ayudando al organismo a deshacerse de los residuos y toxinas.

Mental: centrarse en la sensación transmitida por el movimiento dulce y regular, la mente puede alejarse gradualmente de la actividad agitada, ingresando a un espacio de tiempo privado, agradable y relajante.

Relaja al cliente antes del tratamiento Fisioterapéutico predisponiéndolo al masaje manual. La posibilidad de posicionar al paciente de diversos modos y con diferentes soportes admite según la experiencia del técnico de bienestar, aumentar el valor percibido del servicio, aligerando el trabajo del profesional.



<p>PROGRAMA BACKWAVE</p>	 <p>Posición Inicial</p>
<p>CON LOS BRAZOS ALZADOS</p> 	<p>Está indicado para tratar el área dorsal y cervical, abre el diafragma aumentando la respiración. Coloque los soportes como se muestra en la figura para aumentar el masaje</p>
<p>CON LAS PIERNAS FLEXIONADAS</p> 	<p>Masaje más intenso en toda la espalda y en las plantas de los pies. Indicado para una intervención inmediata en casos de tensión con dolor lumbar.</p>
<p>POSICION RECOGIDA</p> 	<p>Masaje muy intenso en toda la espalda, con tracción en el área lumbar y sacra</p>
<p>MASAJE DE DRENAJE LINFATICO</p> 	<p>Ayuda a eliminar las toxinas restaurando el equilibrio correcto de líquidos en los tejidos musculares. Muy efectivo en caso de estreñimiento.</p>
<p>MASAJE DRENANTE Y DE REMODELACION</p> 	<p>Con acción dirigida a la parte externa del muslo, lado derecho y parte posterior del brazo.</p>
<p>MASAJE DRENANTE Y DE REMODELACION</p> 	<p>Con acción dirigida a la parte externa del muslo, lado izquierdo y parte posterior del brazo.</p>
<p>POSICION SENTADA</p> 	<p>Sentándose a los pies de la camilla obtienes un masaje intenso donde la celulitis está más concentrada.</p>

Se recomienda utilizar la **Camilla Backwave** antes de una terapia (para preparar y relajar los músculos y las articulaciones y optimizar el trabajo de los mismos) y después de cada sesión de terapia (para la regeneración de los músculos y la relajación).

FUNCIONAMIENTO

El sistema KINETIC está formado por listones de material flexible especial que se levantan uno tras otro, bajando nuevamente y después de unos segundos en sucesión ordenada.

Este movimiento forma una ola de masaje o presión progresiva que comienza desde los talones y avanza hacia la cabeza a una velocidad controlada. Mientras la primera onda avanza, desde los talones, otra onda se forma en sucesión y así sucesivamente, creando una alternancia continua de contracción y relajación. La **Camilla Backwave** realmente impide dolores de espalda; Su uso diario aumenta la movilidad, el potencial físico, la gama de movimientos y la calidad de vida.

RECOMENDADO PARA

Personas Activas y con stress

- tratamiento del dolor de espalda
- relajación general
- revitalización global del cuerpo

Mujeres/Hombres

- remodelación de la figura
- ayuda de la pérdida de peso
- estimulación de la perístasis
- mejoramiento de la postura
- relajación general

Personas sedentarias

- tratamiento del dolor de espalda
- recuperación de la movilidad conjunta
- reactivación de la microcirculación Emolinfática
- estimulación de los reflejos viscerales

Deportistas

- recuperación psico-física
- tratamiento de traumas por exceso de entrenamiento
- reeducación vertebral y Funcional

Tercera edad

- combatir el envejecimiento Rigidez muscular
- mejora de Vascularización
- prevención de caídas Accidental con refuerzo del equilibrio
- movilización y descompresión Vertebral
- equilibrio, coordinación motora y flexibilidad

BENEFICIOS de Backwave

- ✓ Descompresión de la columna vertebral y del disco intervertebral
- ✓ Entrenamiento de la fascia muscular (ruptura de contracturas)
- ✓ Optimización de los flujos de meridianos
- ✓ Estimulación de la capacidad linfática
- ✓ Mejora del metabolismo
- ✓ Estimulación de la microcirculación
- ✓ Relajación muscular
- ✓ Bajando el nivel de estrés/ Combate eficazmente el estrés.
- ✓ Inicio o finalización ideal para terapias de espalda

El uso se recomienda en particular antes de los ejercicios de terapia (para relajar los músculos y optimizar el metabolismo) y después de cada sesión de entrenamiento, (para relajar los músculos y promover su regeneración efectiva), además, actúa de manera preventiva contra dolor de espalda y es útil para la regeneración y la mejora de la calidad del movimiento y la vida.

PUNTOS DE FUERZA de backwave

- ✓ Adecuado para todos/sin contraindicaciones
- ✓ Efecto extendido desde los talones al cuello
- ✓ Las pruebas médicas confirman los resultados positivos
- ✓ Sin emisiones electromagnéticas
- ✓ Sin mantenimiento
- ✓ Crea relajación física y mental en unos minutos
- ✓ Fácil de usar (no se requiere operador)
- ✓ Devuelve flexibilidad de movimiento
- ✓ Ayuda a desintoxicar el cuerpo
- ✓ Aumenta la energía y la vitalidad
- ✓ Da más lucidez mental
- ✓ Usado regularmente mantiene los resultados obtenidos
- ✓ Es un sistema revolucionario
- ✓ Excelente relación costo / beneficio
- ✓ Consume como una lámpara normal (funciona a 24V)

