



El masaje, como para todos los productos de Dofren, se establece en 15 minutos y usted puede quedarse dormido de manera segura con ese efecto onda masaje que se siente de una forma suave en todo nuestro cuerpo y ayuda a relajarse.

MODELO NUVOLA

Después de la línea de bienestar, y la línea de sillones y chaise longue en mobiliario, **Dofren** apuesta por un gran proyecto a nivel médico, **Dofren** ha decidido incluir su masaje de bienestar de masaje cinético dentro de una cama.

Descansar bien significa levantarse lleno de energía y buen humor, por lo que se creó la cama NUVOLA.

Aparentemente es una cama muy normal, pero si movemos el colchón vemos que al final de la red y de las tablillas tenemos el sistema de masaje KINETIC Ondas de Bienestar.



El colchón también ha sido especialmente diseñado para garantizar que el efecto del masaje se conserve en su totalidad. De 10 o 12 cm de altura, con una espuma maciza dentada en un lado y una espuma viscoelástica en el otro.

Este colchón da la bienvenida al cuerpo de quienes se encuentran sobre él y le permite percibir y ser guiado por la onda de masaje kinetic que dará como resultado un beneficio a nivel muscular y esquelético.

Con este nuevo producto, Dofren completa el círculo y cubre todas las áreas de relajación, bienestar y descanso.



FUNCIONAMIENTO DEL MASAJE KINETIC

Con el sistema de masaje cinético, el cuerpo sube y baja lentamente mediante un mecanismo que crea una onda paralela a la longitud de la CAMA (onda pasiva MCP: movimiento constante pasivo)

El cambio lento entre la presión y la relajación del área afectada del cuerpo provoca la relajación muscular, lo que también beneficia las articulaciones, los huesos, el tejido conectivo y los nervios.

¡Así que el cuerpo funcionará mejor y ciertamente la salud también se beneficiará!

VENTAJAS

- Descompresión de la columna vertebral y del disco intervertebral (re-oxigenación)
- Entrenamiento de los grupos musculares (descomposición de las contracturas).
- Optimización de flujos meridianos.
- Eliminación de sensores de dolor.
- Estimulación de la capacidad linfática.
- Mejora del metabolismo
- Estimulación de la microcirculación.
- Relajación muscular
- Bajando el nivel de estrés.
- Finalización ideal para terapias de espalda.
- Controles y manejo sencillo, no requiere personal
- Baja inversión, sin mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CAMA

- ✚ 80x190x45 cm
- ✚ Peso máximo sostenible: 150 kg.
- ✚ Trabaja con un transformador o baterías de 24 V
- ✚ Programa de 15 minutos
- ✚ Certificaciones UL / CL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL COLCHON

- ✚ Bloque sólido en espuma de agua de alta densidad.
- ✚ espuma viscoelástica en el lado de invierno.
- ✚ Relleno hipo-alérgico removible en ambos lados.
- ✚ Tejido elástico lavable a 40 °